



dutchblue.com



HIPPIES

User Manual | Hip protection pants and protectors
Gebrauchsanweisung | Hüftschutzhose und Protektoren
Mode d'emploi | Pantalons et protecteurs de hanches
Gebruikershandleiding | Heupbeschermbroeken
Ръководство за употреба | Панталон с протектор за бедра



REF 4000 series





HIPPIES

English	User Manual	4
Deutsch	Gebrauchsanweisung	8
Français	Mode d'emploi	12
Nederlands	Gebruikershandleiding	16
Български	Ръководство за употреба	20

This manual contains information for the products:

4000	4001	4002	4003	4004	4005
4010-S	4011-M	4012-L	4013-XL	4014-XXL	4015-XXXL
4020-S	4021-M	4022-L	4023-XL	4024-XXL	4025-XXXL
4000-FB	4001-FB	4002-FB	4003-FB	4004-FB	4005-FB
4000-FW	4001-FW	4002-FW	4003-FW	4004-FW	4005-FW
4000-MB	4001-MB	4002-MB	4003-MB	4004-MB	4005-MB
4000-MW	4001-MW	4002-MW	4003-MW	4004-MW	4005-MW
4010-FB	4011-FB	4012-FB	4013-FB	4014-FB	4015-FB
4010-FW	4011-FW	4012-FW	4013-FW	4014-FW	4015-FW
4010-MB	4011-MB	4012-MB	4013-MB	4014-MB	4015-MB
4010-MW	4011-MW	4012-MW	4013-MW	4014-MW	4015-MW
4020-FB	4021-FB	4022-FB	4023-FB	4024-FB	4025-FB
4020-FW	4021-FW	4022-FW	4023-FW	4024-FW	4025-FW
4020-MB	4021-MB	4022-MB	4023-MB	4024-MB	4025-MB
4020-MW	4021-MW	4022-MW	4023-MW	4024-MW	4025-MW
4090					





ENGLISH

General information

HIPPIES are supplied as a set of 4 hip protection pants in one size with 2 protectors or as a set of 3 hip protection pants with 2 sewn-in protectors each. The hip protector pants also come as a set of 4 without protectors. The HIPPIES hip protection pants with protectors can be worn comfortably during the day and at night, and can be easily combined with incontinence products.

Composition



Pants

95% cotton 5% elastane



Protectors

Polyurethane

4 Hip protection pants with 2 protectors

Size	REF
S	4000
M	4001
L	4002
XL	4003
XXL	4004
XXXL	4005

4 Hip protection pants without protectors

Size	REF
S	4010
M	4011
L	4012
XL	4013
XXL	4014
XXXL	4015

3 Hip protection pants with 2 sewn-in protectors each

Size	REF
S	4020
M	4021
L	4022
XL	4023
XXL	4024
XXXL	4025

2 protectors

Size	REF
1 set	4090

ATTENTION:

Always check the protectors for damage etc. HIPPIES cannot prevent all hip injuries but contribute significantly to reducing the risks. Avoid contact with sharp objects.





ENGLISH

Instructions for use

Inserting the protector in the pants:

- Both sides of the hip protector pants have been fitted with inside pockets with flaps.
- Before putting on the hip protector pants insert both protectors into the pockets, with the narrow part pointing downwards and the flat side facing inwards.
- The pockets are closed with a flap to ensure that the protectors remain securely in place.
- Once both protectors have been inserted into the pants, the hip protector pants with protectors can be worn in the customary fashion.

Hip protection pants with sewn-in protectors:

- The hip protector pants with sewn-in protectors can be worn immediately in the customary fashion.





DEUTSCH

Allgemeine Information

Die HIPPIES werden im Set mit 4 Hüftschutzhosen einer Größe und mit 2 Protektoren, oder im Set mit 3 Hüftschutzhosen mit jeweils zwei eingenähten Protektoren geliefert. Die Hüftschutzhosen sind auch im Set mit 4 Hosen ohne Protektoren zu erhalten. Die HIPPIES Hüftschutzhosen mit Protektoren sind sowohl am Tag, wie auch Nachts zu tragen und können mit Inkontinenzprodukten getragen werden.

Zusammensetzung



Hosen

95% Baumwolle, 5% Elasthan



Protektoren

Polyurethan

4 Hüftschutzhosen mit 2 Protektoren

Größe	REF
S	4000
M	4001
L	4002
XL	4003
XXL	4004
XXXL	4005

4 Hüftschutzhosen ohne Protektoren

Größe	REF
S	4010
M	4011
L	4012
XL	4013
XXL	4014
XXXL	4015

3 Hüftschutzhosen mit jeweils 2 eingenähten Protektoren

Größe	REF
S	4020
M	4021
L	4022
XL	4023
XXL	4024
XXXL	4025

2 Protektoren

Größe	REF
1 Set	4090

WICHTIGER HINWEIS:

Die Protektoren sollten vor dem Gebrauch immer auf Beschädigungen u.ä. überprüft werden. HIPPIES können nicht alle Hüftfrakturen verhindern, sondern tragen in hohem Maße dazu bei, das Risiko zu verringern. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden.





DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Anbringen der Protektoren in der Hüftschutzhose:

- Auf beiden Seiten der Hüftschutzhose befindet sich eine Innentasche mit einer Lasche.
- Vor dem Anziehen der Hüftschutzhose die beiden Protektoren mit der schmalen Seite nach unten und der flachen Seite nach innen in die Innentaschen hineinstecken.
- Die Innentaschen werden anschließend mit der Lasche verschlossen, damit die Protektoren nicht herausrutschen können.
- Nach dem Anbringen der beiden Protektoren in der Hose kann die Hüftschutzhose auf normale Weise angezogen werden.

Hüftschutzhose mit 2 eingenähten Protektoren:

- Die Hüftschutzhosen mit eingenähten Protektoren können direkt auf normale Weise angezogen werden.





FRANÇAIS

Information générale

Les HIPPIES sont fournis sous forme d'un ensemble de 4 culottes de protection des hanches en taille unique avec 2 protecteurs ou en ensemble de 3 culottes de protection des hanches avec 2 protecteurs cousus chacun. Les culottes protectrices de hanche peut également être livrée par lot de 4 sans protecteurs. Les culottes protège-hanches avec protections HIPPIES sont très confortables à porter, tant le jour que la nuit, et peuvent facilement être combinées avec du matériel contre l'incontinence.

Composition



Culottes

95% coton 5% elasthane



Protections

Polyuréthane

4 Culottes protège-hanches avec 2 protections

Taille	REF
S	4000
M	4001
L	4002
XL	4003
XXL	4004
XXXL	4005

4 Culottes protège-hanches sans protections

Taille	REF
S	4010
M	4011
L	4012
XL	4013
XXL	4014
XXXL	4015

3 culottes de protection de la hanche avec 2 protecteurs cousus chacun

Taille	REF
S	4020
M	4021
L	4022
XL	4023
XXL	4024
XXXL	4025

2 protections

Taille	REF
1 lot	4090

ATTENTION:

Toujours vérifier que les protections ne sont pas endommagées, etc. Les HIPPIES ne permettent pas d'éviter toutes les fractures des hanches, mais elles contribuent à réduire considérablement le risque. Éviter tout contact avec des objets tranchants.





FRANÇAIS



- N'utilisez aucun agent de blanchiment, car à la longue, cela risque d'endommager les HIPPIES.

Consignes d'utilisation

Application des protections dans la culotte:

- La culotte protège-hanches est dotée de chaque côté d'une poche intérieure avec un rabat.
- Avant de mettre la culotte protège-hanches, placer les deux protections dans les poches intérieures avec la partie étroite orientée vers le bas et la partie plate orientée vers l'intérieur.
- Les poches intérieures sont fermées à l'aide des rabats, ce qui permet de maintenir en place les protections.
- Une fois que les deux protections sont mises en place dans la culotte, mettre la culotte protègehanches avec les protections de la manière habituelle.

Hip protection pants with sewn-in protectors:

- The hip protector pants with sewn-in protectors can be worn immediately in the customary fashion.





NEDERLANDS

Algemene informatie

De HIPPIES broeken worden als set geleverd bestaande uit 4 heupbeschermbroeken in één maat met in totaal 2 protectoren, als set van 3 heupbeschermbroeken met elk 2 ingenaaide protectoren of als set van 4 broeken zonder protectoren. De HIPPIES heupbeschermbroeken met protectoren zijn zowel overdag alsook 's nachts comfortabel te dragen en zijn goed te combineren met incontinentie materiaal.

Samenstelling



Broeken

95% katoen 5% elastaan



Protectoren

Polyurethaan

4 Heupbeschermbroeken met 2 losse protectoren

Maat	REF
S	4000
M	4001
L	4002
XL	4003
XXL	4004
XXXL	4005

4 Heupbeschermbroeken zonder protectoren

Maat	REF
S	4010
M	4011
L	4012
XL	4013
XXL	4014
XXXL	4015

3 Heupbeschermbroeken met 2 ingenaaide protectoren

Maat	REF
S	4020
M	4021
L	4022
XL	4023
XXL	4024
XXXL	4025

2 protectoren

Maat	REF
1 set	4090

LET OP:

Controleer de protectoren altijd op beschadigingen e.d. HIPPIES kunnen niet alle heupfracturen voorkomen, maar dragen wel aanzienlijk bij om het risico te verkleinen. Vermijd contact met scherpe voorwerpen.





NEDERLANDS

4 Dames heupbeschermbroeken met 2 losse protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4000-FB
M	Zwart	4001-FB
L	Zwart	4002-FB
XL	Zwart	4003-FB
XXL	Zwart	4004-FB
XXXL	Zwart	4005-FB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4000-FW
M	Witte	4001-FW
L	Witte	4002-FW
XL	Witte	4003-FW
XXL	Witte	4004-FW
XXXL	Witte	4005-FW

4 Mannelijke heupbeschermbroeken met 2 losse protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4000-MB
M	Zwart	4001-MB
L	Zwart	4002-MB
XL	Zwart	4003-MB
XXL	Zwart	4004-MB
XXXL	Zwart	4005-MB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4000-MW
M	Witte	4001-MW
L	Witte	4002-MW
XL	Witte	4003-MW
XXL	Witte	4004-MW
XXXL	Witte	4005-MW

4 Dames heupbeschermbroeken zonder protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4010-FB
M	Zwart	4011-FB
L	Zwart	4012-FB
XL	Zwart	4013-FB
XXL	Zwart	4014-FB
XXXL	Zwart	4015-FB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4010-FW
M	Witte	4011-FW
L	Witte	4012-FW
XL	Witte	4013-FW
XXL	Witte	4014-FW
XXXL	Witte	4015-FW

4 Mannelijke heupbeschermbroeken zonder protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4010-MB
M	Zwart	4011-MB
L	Zwart	4012-MB
XL	Zwart	4013-MB
XXL	Zwart	4014-MB
XXXL	Zwart	4015-MB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4010-MW
M	Witte	4011-MW
L	Witte	4012-MW
XL	Witte	4013-MW
XXL	Witte	4014-MW
XXXL	Witte	4015-MW





БЪЛГАРСКИ

Обща информация

HIPPIES се предлагат като комплект от 4 панталона за защита на бедрата в един размер с по 2 протектора или като комплект от 3 панталона с по 2 вградени протектора. Панталонът се предлага също и като комплект от 4 броя, без протектори. Панталонът с протектори HIPPIES, за защита на таза, може да се носи удобно, както през деня, така и през нощта и да се комбинира лесно с продукти за инконтиненция.

Състав



Панталон

95% памук, 5% еластан



Протектори

Полиуретан

4 Панталона с 2 протектора за бедро

Размер	REF
S	4000
M	4001
L	4002
XL	4003
XXL	4004
XXXL	4005

4 Панталона без протектори за бедро

Размер	REF
S	4010
M	4011
L	4012
XL	4013
XXL	4014
XXXL	4015

3 Панталона всеки с 2 вградени протектора за бедро

Размер	REF
S	4020
M	4021
L	4022
XL	4023
XXL	4024
XXXL	4025

2 протектора за бедро

Размер	REF
1 комплект	4090

ВНИМАНИЕ:

Винаги проверявайте протекторите за бедро за повреди. HIPPIES не може да предотврати всички наранявания на тазобедрената става, но допринася значително за намаляване на рисковете. Избягвайте контакт с остри предмети.





БЪЛГАРСКИ

4 Дамски панталона с 2 протектора за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4000-FB
M	Черен	4001-FB
L	Черен	4002-FB
XL	Черен	4003-FB
XXL	Черен	4004-FB
XXXL	Черен	4005-FB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4000-FW
M	Бял	4001-FW
L	Бял	4002-FW
XL	Бял	4003-FW
XXL	Бял	4004-FW
XXXL	Бял	4005-FW

4 Мъжки панталона с 2 протектора за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4000-MB
M	Черен	4001-MB
L	Черен	4002-MB
XL	Черен	4003-MB
XXL	Черен	4004-MB
XXXL	Черен	4005-MB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4000-MW
M	Бял	4001-MW
L	Бял	4002-MW
XL	Бял	4003-MW
XXL	Бял	4004-MW
XXXL	Бял	4005-MW

4 Дамски панталона без протектори за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4010-FB
M	Черен	4011-FB
L	Черен	4012-FB
XL	Черен	4013-FB
XXL	Черен	4014-FB
XXXL	Черен	4015-FB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4010-FW
M	Бял	4011-FW
L	Бял	4012-FW
XL	Бял	4013-FW
XXL	Бял	4014-FW
XXXL	Бял	4015-FW

4 Мъжки панталона без протектори за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4010-MB
M	Черен	4011-MB
L	Черен	4012-MB
XL	Черен	4013-MB
XXL	Черен	4014-MB
XXXL	Черен	4015-MB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4010-MW
M	Бял	4011-MW
L	Бял	4012-MW
XL	Бял	4013-MW
XXL	Бял	4014-MW
XXXL	Бял	4015-MW





dutchblue.com

makes care affordable

About Dutchblue:

We were born with a dream: We want to make care affordable for those who need it. Dutchblue strives to improve the daily work of as much people in care as possible. This will be achieved by offering a carefully selected, high quality, product range at very low prices.

How can dutchblue be so advantageous?

- We have low prices because we produce in large numbers
- We have a small product range that is carefully selected. This makes us fast and flexible, hence cheaper.
- We deliver directly to our customers. Therefore there is no one in between that will raise the price.
- We don't work with expensive external employees. This lowers the operatin expenses and thereby the prices.





dutchblue.com

Bulgaria

Parizhka Komuna 26
9000 Varna

Deutschland

Subbelrather Str. 15a
50823 Köln

Österreich

Europaplatz 2/1/2
1150 Wien

France

57 rue d'Amsterdam
75008 Paris

België / Belgique

Square de Meeûs 37
1000 Brussels

Nederland

Groothandelsweg 1
2645 EH Delfgauw



- EN** Thank you for choosing our product.
DE Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
FR Merci d'avoir choisi notre produit.
NL Dank u voor het kiezen van ons product.
BG Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.





ENGLISH

4 Woman hip protection pants with 2 protectors

Size	Color	REF
S	Black	4000-FB
M	Black	4001-FB
L	Black	4002-FB
XL	Black	4003-FB
XXL	Black	4004-FB
XXXL	Black	4005-FB
Size	Color	REF
S	White	4000-FW
M	White	4001-FW
L	White	4002-FW
XL	White	4003-FW
XXL	White	4004-FW
XXXL	White	4005-FW

4 Man hip protection pants with 2 protectors

Size	Color	REF
S	Black	4000-MB
M	Black	4001-MB
L	Black	4002-MB
XL	Black	4003-MB
XXL	Black	4004-MB
XXXL	Black	4005-MB
Size	Color	REF
S	White	4000-MW
M	White	4001-MW
L	White	4002-MW
XL	White	4003-MW
XXL	White	4004-MW
XXXL	White	4005-MW

4 Woman hip protection pants without protectors

Size	Color	REF
S	Black	4010-FB
M	Black	4011-FB
L	Black	4012-FB
XL	Black	4013-FB
XXL	Black	4014-FB
XXXL	Black	4015-FB
Size	Color	REF
S	White	4010-FW
M	White	4011-FW
L	White	4012-FW
XL	White	4013-FW
XXL	White	4014-FW
XXXL	White	4015-FW

4 Man hip protection pants without protectors

Size	Color	REF
S	Black	4010-MB
M	Black	4011-MB
L	Black	4012-MB
XL	Black	4013-MB
XXL	Black	4014-MB
XXXL	Black	4015-MB
Size	Color	REF
S	White	4010-MW
M	White	4011-MW
L	White	4012-MW
XL	White	4013-MW
XXL	White	4014-MW
XXXL	White	4015-MW





DEUTSCH

4 Damen Hüftschutzhosen mit 2 Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4000-FB
M	Schwarz	4001-FB
L	Schwarz	4002-FB
XL	Schwarz	4003-FB
XXL	Schwarz	4004-FB
XXXL	Schwarz	4005-FB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4000-FW
M	Weiß	4001-FW
L	Weiß	4002-FW
XL	Weiß	4003-FW
XXL	Weiß	4004-FW
XXXL	Weiß	4005-FW

4 Mann Hüftschutzhosen mit 2 Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4000-MB
M	Schwarz	4001-MB
L	Schwarz	4002-MB
XL	Schwarz	4003-MB
XXL	Schwarz	4004-MB
XXXL	Schwarz	4005-MB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4000-MW
M	Weiß	4001-MW
L	Weiß	4002-MW
XL	Weiß	4003-MW
XXL	Weiß	4004-MW
XXXL	Weiß	4005-MW

4 Damen Hüftschutzhosen ohne 2 Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4010-FB
M	Schwarz	4011-FB
L	Schwarz	4012-FB
XL	Schwarz	4013-FB
XXL	Schwarz	4014-FB
XXXL	Schwarz	4015-FB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4010-FW
M	Weiß	4011-FW
L	Weiß	4012-FW
XL	Weiß	4013-FW
XXL	Weiß	4014-FW
XXXL	Weiß	4015-FW

4 Mann Hüftschutzhosen ohne 2 Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4010-MB
M	Schwarz	4011-MB
L	Schwarz	4012-MB
XL	Schwarz	4013-MB
XXL	Schwarz	4014-MB
XXXL	Schwarz	4015-MB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4010-MW
M	Weiß	4011-MW
L	Weiß	4012-MW
XL	Weiß	4013-MW
XXL	Weiß	4014-MW
XXXL	Weiß	4015-MW





ENGLISH

3 Woman Hip protection pants with 2 sewn-in protectors each

Size	Color	REF
S	Black	4020-FB
M	Black	4021-FB
L	Black	4022-FB
XL	Black	4023-FB
XXL	Black	4024-FB
XXXL	Black	4025-FB
Size	Color	REF
S	White	4020-FW
M	White	4021-FW
L	White	4022-FW
XL	White	4023-FW
XXL	White	4024-FW
XXXL	White	4025-FW

3 Man Hip protection pants with 2 sewn-in protectors each

Size	Color	REF
S	Black	4020-MB
M	Black	4021-MB
L	Black	4022-MB
XL	Black	4023-MB
XXL	Black	4024-MB
XXXL	Black	4025-MB
Size	Color	REF
S	White	4020-MW
M	White	4021-MW
L	White	4022-MW
XL	White	4023-MW
XXL	White	4024-MW
XXXL	White	4025-MW

Instructions for cleaning

Hip protector pants



- The hip protector pants are machine washable at 60°C. They can be dried at up to 80°C.

Hip protector pants with sewn-in protectors



- The hip protector pants with sewn-in protectors can be machine washed as a set at 60°C.
- After washing it takes about 36 hours until the protectors are completely dry.

Protectors



- Removable protectors can also be cleaned with a soft cloth and mild detergent or clinical cleaning agents.
- Please wash manually at up to 60°C. Do not wash in the washing machine
- Never use disinfection agents, phenol or solvents.
- Do not use bleaching agents as they can damage the HIPPIES over time.





DEUTSCH

3 Damen Hüftschutzhosen mit jeweils 2 eingenähten Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4020-FB
M	Schwarz	4021-FB
L	Schwarz	4022-FB
XL	Schwarz	4023-FB
XXL	Schwarz	4024-FB
XXXL	Schwarz	4025-FB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4020-FW
M	Weiß	4021-FW
L	Weiß	4022-FW
XL	Weiß	4023-FW
XXL	Weiß	4024-FW
XXXL	Weiß	4025-FW

3 Mann Hüftschutzhosen mit jeweils 2 eingenähten Protektoren

Größe	Farbe	REF
S	Schwarz	4020-MB
M	Schwarz	4021-MB
L	Schwarz	4022-MB
XL	Schwarz	4023-MB
XXL	Schwarz	4024-MB
XXXL	Schwarz	4025-MB
Größe	Farbe	REF
S	Weiß	4020-MW
M	Weiß	4021-MW
L	Weiß	4022-MW
XL	Weiß	4023-MW
XXL	Weiß	4024-MW
XXXL	Weiß	4025-MW

Pflegeanleitung

Hüftschutzhosen



- Die Hüftschutzhose ist bis 60°C waschbar.
- Trockner bis 80°C.

Hüftschutzhose mit eingenähten Protektoren



- Die Hüftschutzhose mit eingenähten Protektoren kann als Ganzes bis 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Nach einem Waschgang dauert es etwa 36 Stunden, bis die Protektoren vollständig trocken sind.

Protektoren



- Herausnehmbare Protektoren können auch mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger oder einem klinischen Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Waschen manuell bis 60°C.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Keine Desinfektionsmittel, Phenole oder Lösungsmittel verwenden.
- Kein Bleichmittel verwenden, da dies Beschädigungen am Produkt hervorrufen kann.





FRANÇAIS

4 Culottes protégé-hanches femmes avec 2 protections

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4000-FB
M	Noir	4001-FB
L	Noir	4002-FB
XL	Noir	4003-FB
XXL	Noir	4004-FB
XXXL	Noir	4005-FB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4000-FW
M	Blanc	4001-FW
L	Blanc	4002-FW
XL	Blanc	4003-FW
XXL	Blanc	4004-FW
XXXL	Blanc	4005-FW

4 Culottes protégé-hanches masculins avec 2 protections

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4000-MB
M	Noir	4001-MB
L	Noir	4002-MB
XL	Noir	4003-MB
XXL	Noir	4004-MB
XXXL	Noir	4005-MB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4000-MW
M	Blanc	4001-MW
L	Blanc	4002-MW
XL	Blanc	4003-MW
XXL	Blanc	4004-MW
XXXL	Blanc	4005-MW

4 Culottes protégé-hanches femmes sans protections

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4010-FB
M	Noir	4011-FB
L	Noir	4012-FB
XL	Noir	4013-FB
XXL	Noir	4014-FB
XXXL	Noir	4015-FB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4010-FW
M	Blanc	4011-FW
L	Blanc	4012-FW
XL	Blanc	4013-FW
XXL	Blanc	4014-FW
XXXL	Blanc	4015-FW

4 Culottes protégé-hanches masculins sans protections

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4010-MB
M	Noir	4011-MB
L	Noir	4012-MB
XL	Noir	4013-MB
XXL	Noir	4014-MB
XXXL	Noir	4015-MB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4010-MW
M	Blanc	4011-MW
L	Blanc	4012-MW
XL	Blanc	4013-MW
XXL	Blanc	4014-MW
XXXL	Blanc	4015-MW





FRANÇAIS

3 culottes de protection de la hanche femmes avec 2 protecteurs cousus chacun

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4020-FB
M	Noir	4021-FB
L	Noir	4022-FB
XL	Noir	4023-FB
XXL	Noir	4024-FB
XXXL	Noir	4025-FB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4020-FW
M	Blanc	4021-FW
L	Blanc	4022-FW
XL	Blanc	4023-FW
XXL	Blanc	4024-FW
XXXL	Blanc	4025-FW

3 culottes de protection de la hanche masculins avec 2 protecteurs cousus chacun

Taille	Couleur	REF
S	Noir	4020-MB
M	Noir	4021-MB
L	Noir	4022-MB
XL	Noir	4023-MB
XXL	Noir	4024-MB
XXXL	Noir	4025-MB
Taille	Couleur	REF
S	Blanc	4020-MW
M	Blanc	4021-MW
L	Blanc	4022-MW
XL	Blanc	4023-MW
XXL	Blanc	4024-MW
XXXL	Blanc	4025-MW

Consignes de lavage

Culottes protège-hanches



- Les culottes protège-hanches sont lavables jusqu'à 60°.
- Convient au séchoir jusqu'au 80° degrés.

Culottes protège-hanches avec protections cousues



- Les culottes protège-hanches avec protections intégrées peuvent être lavées en machine en une seule pièce et jusqu'à 60°.
- Après lavage, il faut environ 36 heures pour que les protections soient complètement sèches.

Protections

- Les protections amovibles peuvent également être nettoyées à l'aide d'un tissu et d'un détergent doux, ou avec des détergents pour applications cliniques.
- Lavage à la main uniquement à 60 degrés maximum possible. Ne pas laver en machine.
- N'utilisez pas de désinfectant, de produit à base de phénol ou de dissolvant.





NEDERLANDS

3 Dames heupbeschermbroeken met 2 ingenaaide protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4020-FB
M	Zwart	4021-FB
L	Zwart	4022-FB
XL	Zwart	4023-FB
XXL	Zwart	4024-FB
XXXL	Zwart	4025-FB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4020-FW
M	Witte	4021-FW
L	Witte	4022-FW
XL	Witte	4023-FW
XXL	Witte	4024-FW
XXXL	Witte	4025-FW

3 Mannelijke heupbeschermbroeken met 2 ingenaaide protectoren

Maat	Kleur	REF
S	Zwart	4020-MB
M	Zwart	4021-MB
L	Zwart	4022-MB
XL	Zwart	4023-MB
XXL	Zwart	4024-MB
XXXL	Zwart	4025-MB
Maat	Kleur	REF
S	Witte	4020-MW
M	Witte	4021-MW
L	Witte	4022-MW
XL	Witte	4023-MW
XXL	Witte	4024-MW
XXXL	Witte	4025-MW

Reinigingsinstructie

Heupbeschermbroeken



- De heupbeschermbroeken zijn wasbaar op 60 °C.
- Geschikt voor de droger tot 80 °C graden.

Heupbeschermbroek met ingenaaide protectoren



- De heupbeschermbroeken met ingenaaide protectoren kunnen als set gewassen worden in de wasmachine op 60°C.
- Na een wasbeurt duurt het ongeveer 36 uur tot de protectoren volledig droog zijn.

Protectoren

- Uitneembare protectoren kunnen met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel of met klinische reinigingsmiddelen gereinigd worden.
- Gelieve handmatig te wassen tot 60 °C. Wassen in de wasmachine niet toegestaan.
- Gebruik geen desinfectiemiddelen, fenolen of oplosmiddelen.





NEDERLANDS



- Gebruik geen bleekmiddel, aangezien de HIPPIES hierdoor op den duur beschadigd kunnen raken.

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen van protectoren in de heupbeschermbroek:

- Aan beide kanten van de heupbeschermbroek bevindt zich een binnenzak met pocketklepje.
- Voordat u de heupbeschermbroeken aantrekt, plaatst u beide protectoren in de binnenzakken, met de smalle kant naar beneden en de platte kant naar binnen gericht.
- De binnenzakken worden gesloten met het pocketklepje, waardoor de protectoren op hun plaats blijven zitten.
- Wanneer beide protectoren in de broek geplaatst zijn, kunt u de heupbeschermbroek met protectoren op normale wijze aantrekken.

Heupbeschermbroek met ingenaaide protectoren:

- De heupbeschermbroeken met ingenaaide protectoren kunt u direct op normale wijze aantrekken.





БЪЛГАРСКИ

3 Дамски панталона всеки с 2 вградени протектора за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4020-FB
M	Черен	4021-FB
L	Черен	4022-FB
XL	Черен	4023-FB
XXL	Черен	4024-FB
XXXL	Черен	4025-FB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4020-FW
M	Бял	4021-FW
L	Бял	4022-FW
XL	Бял	4023-FW
XXL	Бял	4024-FW
XXXL	Бял	4025-FW

3 Мъжки панталона всеки с 2 вградени протектора за бедро

Размер	Цвят	REF
S	Черен	4020-MB
M	Черен	4021-MB
L	Черен	4022-MB
XL	Черен	4023-MB
XXL	Черен	4024-MB
XXXL	Черен	4025-MB
Размер	Цвят	REF
S	Бял	4020-MW
M	Бял	4021-MW
L	Бял	4022-MW
XL	Бял	4023-MW
XXL	Бял	4024-MW
XXXL	Бял	4025-MW

Инструкция за почистване

Панталон



- Панталонът може да се пере в пералня при 60°C.
- Подходящ е за сушене в сушилня при температура до 80°C.

Панталон с вградени протектори за бедро



- Панталонът с вградени протектори за бедро може да се пере, заедно с протекторите в пералня машина при 60°C.
- След изпиране отнема около 36 часа, докато протекторите изсъхнат напълно.

Протектори за бедро

- Вадещите се протектори за бедро могат да се почистват и с мека кърпа и мек препарат или клинични почистващи препарати.
- Моля, измийте ръчно при температура до 60°C. Не перете в пералнята
- Никога не използвайте дезинфектанти, фенол или разтворители.





БЪЛГАРСКИ



- Не използвайте избелващи агенти, тъй като те могат да повредят HIPPIES с течение на времето.

Инструкции за употреба

Поставяне на протектор за бедро в панталона:

- Панталонът е снабден от двете си страни с вътрешни джобове с капаци.
- Преди да облечете панталона, поставете двата протектора в джобовете, като стеснената част сочи надолу, а плоската страна е обърната навътре.
- Джобовете са затворени с капак, за да се гарантира, че протекторите остават сигурно на място.
- След като и двата протектора са поставени, панталонът може да се носи по стандартния начин.

Панталон с вградени протектори за бедро

- Панталонът с вградени протектори за бедро може да се носи веднага по стандартния начин.

