

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – FFP2 Atemschutzmaske

Produktbeschreibung Product Description

Die filtrierende Halbmaske ist für den Schutz vor festen und öligen Partikeln (wie Kohlestaub, Zementstaub) sowie Flüssigkeiten vorgesehen. Zur Einmalnutzung.

The filtering half mask is intended for protection against solid and oily particulates (such as coal dust, cement dust) and liquids. Single-use..

Anwendung Application

Vor Gebrauch prüfen: Der Maskenkörper ist in gutem Zustand und ohne Verformung. Die Ohrschlaufen sind gut an der Maske befestigt. Der Nasenbügel ist gut an der Maske befestigt. Das Produkt ist innerhalb des Haltbarkeitsdatums. Siehe Informationen des Herstellers.

So tragen Sie die Maske: Maske entfalten. Ohrschlaufen mit beiden Händen festhalten und die Maske so unter dem Kinn positionieren, dass Mund und Nase bedeckt sind. Ohrschlaufen über die Ohren legen. Mit beiden Händen den Metall-Nasenbügel an die Form der Nase anpassen. Um den richtigen Sitz zu prüfen, beide Hände über die Maske legen und kräftig ausatmen. Wenn Luft an der Nase austritt, Nasenbügel fester drücken; wenn Luft an den Rändern austritt, Ohrschlaufen neu positionieren. Dichtheit prüfen und Vorgang wiederholen, bis die Maske richtig sitzt.

Check prior to use: The mask body is in good condition and without deformation. The ear straps are attached well on the mask. The nose clip is attached well on the mask. The product is within expiry date. See information supplied by the manufacturer.

How to wear the mask: Unfold the mask. Hold the ear straps with both hands and position the mask under the chin, covering mouth and nose. Put the ear straps on ears. Using both hands, mould the metal nose clip to the shape of nose. To check for proper fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air leaks around the nose, tighten the nose clip; if air leaks around the edge, reposition the ear straps for better fit. Double check the seal and repeat the procedure until the mask is sealed properly.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
FFP2 Halbmaske/ FFP2 half mask	15,5 cm x 10,5 cm	weiß/ white	10 Stk./ pcs.	75336	4046153142507	-	80

Qualitätssicherung Quality Management

FFP2 Halbmaske nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III.

FFP2 half mask according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.

Material Material

Erste / äußere Schicht: Polypropylen-Spunbond-Vlies

First /outer layer: Polypropylen Spunbond Nonwoven

Zweite / mittlere Schicht: Meltblown-Vliesstoff

Second / middle layer: Meltblown Nonwoven

Dritte / mittlere Lage: Meltblown-Vliesstoff

Third / middle layer: Meltblown Nonwoven

Vierte / mittlere Lage: Heißluft-Baumwoll

Forth / middle layer: Hot air cotton

Fünfte / innere Lage: Polypropylen-Spinnvlies

Fifth / inner layer: Polypropylen Spunbond Nonwoven

Ohrschlaufen: Spandex und Polyester

Ear loops: Spandex and polyester

Nasenklammer: PP-beschichteter Aluminiumdraht, blau

Nose clip: PP-coated aluminium wire, blue

Frei von: Nickel, Polyvinylchlorid, Glasfaser, Latex

Free from: Nickel, polyvinyl chloride, glass fibers, latex



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – FFP2 Atemschutzmaske

Verwendbarkeit
Shelf Life

3 Jahre
3 Years

Symbole
Symbols

