

Produktdatenblatt

SAFETIES Seitengitterpolster

Seite 1 von 1

ALLGEMEINE INFORMATION

REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	K = MP Klasse R = Regel	UMDNS	Foto
5010	Statten Sie die Seitengitter des Pflegebettes mit SAFETIES Seitengitterpolster aus, um einen Rundum-Schutz zu gewährleisten. Die SAFETIES werden vorbeugend bei Bewohnern eingesetzt, die Gefahr laufen, sich am Bettgitter zu verletzen.	KI - R1	17188	

Hauptfabrik:	Kunstleder (Rexion):	DuPont, Polyvinylchlorid
	Jersey Material:	50% Polyester, 50% Baumwolle, Rückseite mit Rexion befestigt
Farbstoffe:	Pigmentfarbe	
Schaum:	PVI	
Vlies:	Polypropylen + Pigmentfarbe	
Maße:	182 x 75,5 x 0,65 cm (LxWxH)	

Hauptsitz:

Dutchblue.com LTD
Parizhka Komuna 26
9000 Varna

Dutchblue.com DE
Subbelrather Str. 15a
50823 Köln

Dutchblue.com AT
Europaplatz 2/1/2
1150 Wien

T 0221 2919 9756 (DE)
T 0720 51 50 22 (AT)
E de.info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

dutchblue.com